

Informationen zur Untersuchung nach Fahrerlaubnisverordnung



Wichtige Hinweise zum Psychometrischen Leistungstest (Reaktionstest)

Für den Psychometrischen Leistungstest setzen wir das Wiener Testsystem ein, welchen die Eignung nach §71a FeV von einer unabhängigen Stelle bestätigt wurde.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1. Bitte erscheinen Sie ausgeruht und ausgeschlafen zum Termin.
2. Unterschätzen Sie nicht den Reaktionstest! Die Durchfallquote liegt bei über 50%!
3. Verzichten Sie auf den Konsum von Alkohol und Medikamenten die die Fahrtauglichkeit beeinflussen können schon ab dem Vorabend des Reaktionstests.
4. Bringen Sie Ihre Sehhilfe (falls vorhanden) mit.
5. Zu jedem Test werden Ihnen Instruktionen auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte lesen Sie sich diese sorgfältig durch. Im Anschluss an die Instruktionen wird ein Probelauf durchgeführt, in dem Sie bei falscher Durchführung Hinweise zum korrekten Ablauf erhalten.
6. Arbeiten Sie so genau wie möglich.
7. Versuche das Testsystem zu manipulieren (Betrugsversuche) werden automatisch erkannt. Ein daraufhin abgebrochener Versuch wird als "durchgefallen" gewertet.
8. Der Test dauert ca. 45 Minuten.
9. Der Test darf maximal 1x wiederholt werden (gegen Gebühr).
10. Die Testauswertung sowie die Bescheinigung erfolgt durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin.
11. Das schriftliche Ergebnis erhalten Sie in i.d.R. via Briefpost innerhalb von 10 Tagen nach Testdurchführung.
12. Die Testgebühr ist im voraus oder am Tag der Durchführung, bargeldlos in unserer Praxis zu bezahlen.
13. Wenden Sie sich bei Fragen jederzeit vertrauensvoll an uns.